

JERINGA HIPODÉRMICA BERIKA de 1 ML

USO EXCLUSIVO para gases en sangre.

Diagnóstico IN VITRO. No se utiliza para inyecciones.


Ficha Técnica

Características de uso



- Fácil aspiración hasta alcanzar el volumen máximo
- Mínimo espacio muerto
- Sellado conforme a los requisitos de la norma ISO 7886-1
- Movilidad del émbolo de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 7886-1
- Para gases en sangre. No se utiliza para inyecciones.
- Cuerpo transparente para una lectura precisa del volumen
- Punto de bloqueo del émbolo para mayor seguridad
- Libre de DEHP, Libre de PVC
- Solo apto para uso por parte de profesionales de la salud

Componentes del Producto




Características del Producto

Volumen		1 ml	
Especif. de Marcado del Cilindro		0,1 ml	0,01 ml
Volumen de espacio muerto	Promedio	<0,07 ml	
Tipo de boquilla/ Punta y configuración de la jeringa		Luer Slip, 6% cónico, 1,2 mm	
		Cilindro, Émbolo, Junta	
Heparina de Litio		30 i.u	
Longitud (mm) / Diametro (mm)		86,2 mm / 6,85 mm	
Material		PP/PE	

Embalaje Primario

Blíster peel-pack

Toda la información que se encuentra en el embalaje primario, se encuentra impresa en la caja interna y externa del producto.



CE 2292

Impreso en caja interna

Impreso en caja externa

Cumplimiento normativo del producto



Directiva Relacionada	Directiva del Producto Sanitario 93/42/EEC
Clase de Riesgo y Reglamento	Ila, Reglamento 6
Norma del Producto	ISO 6009:2016, ISO 7864:2020, ISO 7886-1:2018, ISO 80369-7:2021, ISO 9626:2016
Codigo GMDN	58095 - Jeringa/aguja para gases en sangre, heparina de litio

Esterilización y Vida Útil



Método de Esterilización	Óxido de Etileno
Vida Útil	2 años

Detalles del embalaje



Producto	Cantidad en caja interna	Cantidad en caja externa	Peso Bruto	Dimensiones
Jeringa 1 ml	100 Piezas	3000 Piezas	16,65 kg	48*66*42 (h)

