

JERINGA HIPODÉRMICA BERIKA de 2,5 ML USO EXCLUSIVO para gases en sangre.

Diagnóstico IN VITRO. No se utiliza para inyecciones.



Ficha Técnica

Características de uso



- Fácil aspiración hasta alcanzar el volumen máximo
- Mínimo espacio muerto
- Sellado conforme a los requisitos de la norma ISO 7886-1
- Movilidad del émbolo de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 7886-1
- Para gases en sangre. No se utiliza para inyecciones.
- Cuerpo transparente para una lectura precisa del volumen Punto de bloqueo del émbolo para mayor seguridad.
- Libre de DEHP, Libre de PVC
- Solo apto para uso profesional de la salud

Componentes del Producto



Características del Producto

Volumen		2/2,5 ml	
Especif. de Marcado del Cilindro		0,5 ml	0,1 ml
Volumen de espacio muerto	Promedio	<0,07 ml	
Tipo de boquilla/ Punta y configuración de la jeringa		Luer Slip, 6% cónico, 1,2 mm	
		Cilindro, Émbolo, Junta	
Heparina de Litio		80 i.u	
Longitud (mm) / Diametro (mm)		66,2 mm / 10,5 mm	
Material		PP/PE	

Embalaje Primario

Blíster peel-pack

Toda la informacion que se encuentra en el embalaje primario, se encuentra impresa en la caja interna y externa del producto.

Información del Fabricante

Número de Referencia

Información del Código de Barras

Numero de Lote

ABRIR POR AQUÍ

JERINGA PARA GASES EN SANGRE ARTERIAL CON HEPARINA DE LITIO

Modo de uso :

STERILE

EO

2

2

25°C

4°C

2.5 ml

IVD

Temperatura de Almacenamiento

Contiene Latex

No se puede Esterilizar Dos Veces

Descartable

In Vitro

Esterilizado con Óxido de Etileno

No utilizar el Producto Dañado

Fecha de Vencimiento

Fecha de Producción

REF 455673

LOT 655612

12/2026

12/2027

CE 2292

Impreso en caja interna

Impreso en caja externa

Cumplimiento normativo del producto



Directiva Relacionada	Directiva del Producto Sanitario 93/42/EEC
Clase de Riesgo y Reglamento	Ila, Reglamento 6
Norma del Producto	ISO 6009:2016, ISO 7864:2020, ISO 7886-1:2018, ISO 80369-7:2021,ISO 9626:2016
Codigo GMDN	58095 - Jeringa/aguja para gases en sangre, heparina de litio

Esterilización y Vida Útil



Método de Esterilización	Óxido de Etileno
Vida Útil	2 años

Detalles del embalaje



Producto	Cantidad en caja interna	Cantidad en caja externa	Peso Bruto	Dimensiones
Jeringa 2/ 2,5 ml	100 Piezas	3000 Piezas	13,25 kg	48*66*42 (h)

